

Bioquímica POINT-OF-CARE

Acesse aqui
o vídeo do
equipamento



SMT-120V

É um equipamento automatizado tipo POINT OF CARE de Bioquímica Clínica.
Fácil funcionamento, não requer nenhum tipo de habilidade especial para manipulá-lo.
Ideal para clínicas veterinárias e pequenos serviços veterinários.



**Tudo o que você precisa para realizar o teste acompanha o kit:
pipeta, tubo de coleta heparinizado e ponteiras.**

Nenhum custo adicional (como soluções, calibradores e outros insumos).

Características

- ✓ Resultados em 12 minutos
- ✓ Centrífuga interna para separação do plasma
- ✓ Apenas 100uL de amostra para realizar mais de 20 testes
- ✓ QR CODE: calibração automática lote a lote para cada parâmetro testado
- ✓ Sistema RQC: Real Time Quality Control
- ✓ Impressora interna



**Discos com reagentes liofilizados,
prontos para uso e embalados individualmente**

Apenas 3 passos até o resultado!



Insira a amostra
no disco 100µl



Insira o disco
no SMT 120v



Aperte o start e
aguarde 12 minutos
para o resultado

Parâmetros Disponíveis

SMT-120V

	13 Reptilian or Exotic Animals	9 Diabetes Test Parameters	Ammonia Parameter	12 Electrolyte Plus Parameters (Eletrólitos)	11 Liver Function Parameters (Painel Hepático)	9 Kidney Function Parameters (Painel Rênal)	10 Pre-operation Test Parameters (Pré-Operatório)	10 Primary Diagnostic	16 Health Check Parameters	16 Comprehensive Diagnostic Parameters	24 Comprehensive Test Plus	4 Coagulation Parameters (Coagulação)	6 Canine Inflammation (Inflamatório Canino)	12 Feline Inflammation (Inflamatório Felino)
Razão Albumina/Globulina (A/G*)	•				•			•	•	•	•			•
Albumina (ALB)	•				•	•		•	•	•	•			•
Fosfatase Alcalina (ALP)					•		•	•		•	•			•
Alanina Transaminase (ALT)		•			•		•	•	•	•	•			
Aspartato Transaminase (AST)	•	•			•		•		•		•			
Alfa-Amilase (AMY)		•							•	•	•		•	
Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (APTT)												•		
Razão Carbamida/Creatinina (B/C)						•	•	•	•	•	•		•	•
Nitrogênio Urético na Urina (BUN)				•		•	•	•	•	•	•		•	•
Cálcio (Ca2+)	•			•		•			•		•			
Creatina Quinase (CK)	•						•		•		•			
Cloro (Cl-)				•										
Colinesterase (CHE)										•				
Creatinina (CREA)				•		•	•	•	•	•	•		•	•
Proteína C-Reativa (PCR)													•	
Soro Amiloide A (fSAA)														•
Fibrinogênio (FIB)												•		
Frutosamina (FRU)		•												
Globulina (GLOB)	•				•			•	•	•	•			•
Glicose (GLU)	•	•		•		•	•	•	•	•	•			
Gama Glutamil Transpeptidase (GGT)					•						•			•
Potássio (K+)	•			•						•				
Lactato Desidrogenase (LDH)							•				•			
Lactato (LAC)		•		•										
Lipase (LPS)		•									•		•	•
Magnésio (Mg2+)				•										
Amônia (Hn3)			•											
Sódio (Na+)	•			•						•				
Fosfato (PHOS)	•			•		•			•		•			
pH				•										
Tempo de Protrombina (PT)												•		
Ácidos Biliares Totais (TBA)	•				•						•			•
Bilirrubina Total (BT)					•				•	•	•			
Colesterol Total (TC)		•			•						•			
Teor de Dióxido de Carbono (tCO3)				•		•					•			
Triglicerídeos (TG)		•							•		•			
Proteína Total (TP)	•				•		•	•	•	•	•			•
Tempo de Trombina (TT)												•		
Ácido Úrico (AU)	•					•				•	•			