

hemochromax^{PLUS}

RESULTADOS DE HEMOGLOBINA TOTAL
E HEMATÓCRITO EM 3 SEGUNDOS

Acesse aqui
o vídeo do
equipamento



Especificações

- ✓ **Princípio:** Fotometria
- ✓ **Amostra:** Sangue capilar, venoso ou arterial.
- ✓ **Volume de Amostra:** 12 – 15 μ L
- ✓ **Range de Detecção:** 0 – 27 g/dL
- ✓ **Tempo de Teste:** 3 segundos
- ✓ **Armazenamento:** 1.000 testes
- ✓ **Alimentação:** Baterias (4 pilhas AA) ou carregador USB (opcional)
- ✓ **Dimensões:** 106 x 151 x 39 mm

Microcuvette



Procedimento do Teste



Passo 1

ou



Passo 1



Passo 2

